

Acecide

Химический препарат для дезинфекции высокого уровня и стерилизации инструментов медицинского назначения

- 1 Эффективен в отношении широкого диапазона микроорганизмов, включая кислотоустойчивые бактерии, вирусы и споры
- 2 Проведение дезинфекции высокого уровня и химической стерилизации за короткое время при комнатной температуре

Продолжительность экспонирования	Обычные бактерии	Вирусы	Кислотоустойчивые бактерии	Споры
5 минут	○	○	○	△*
10 минут	○	○	○	○

* Споры могут выживать при сильном загрязнении

- 3 В качестве активного компонента содержит надуксусную кислоту, которая, по сравнению с глутаровым и ортофталевым альдегидами, не является канцерогеном и не вызывает аллергические реакции
- 4 Активен в присутствии органических веществ
- 5 Облегчает удаление белков и не вызывает коагуляцию белковых загрязнений
- 6 Сливная жидкость легко разлагается на кислород и воду после использования



SARAYA

2-2-8 Yuzato, Higashisumiyoshi-ku, Osaka 546-0013, Japan
Phone: +81-6-6703-6556, Fax: +81-6-6703-4466
www.saraya.com/english, e-mail: hands@saraya.com

Официальный представитель в России:
ООО «Сарая СНГ»
115054, Москва, ул. Зацепы, д. 28, стр. 1
Тел.: +7 (499) 2358413, info@bscis.ru

OLYMPUS

ООО «ОЛИМПАС МОСКВА»
107023, Москва, ул. Электrozаводская, д. 27, стр. 8
Тел.: +7 (495) 7354578, www.olympus.com.ru
omc-sales@olympus-europa.com